# Instruments de mesure, formulaire et table.


Une balance de **Roberval** est une balance à deux plateaux :




### Description et principe de manipulation du pied à coulisse :

Le **pied à coulisse** permet de mesurer des longueurs n'excédant pas une quinzaine de centimètres, avec une **précision du dixième de millimètres ou mieux**.

La pièce coulissante de l'instrument est munie d'une réglette graduée et parfois d'un bouton moleté, qui peut l'immobiliser. Sur la branche principale du pied à coulisse est gravé l'échelle.



La mesure de la longueur utilise le **principe du vernier**, qui est un dispositif formé de deux graduations, placée en regard, l'une fixe (l'échelle fixe), l'autre mobile (l'échelle mobile).



Généralement, la largeur de chaque écart sur l'échelle fixe est d'un millimètre. La largeur de chaque écart de l'échelle mobile est de 0,9 millimètres.


La figure 2b illustre la mesure de la longueur d'un objet. La position du zéro de l'échelle mobile se trouve entre la graduation 7 et 8 de l'échelle fixe. Donc la longueur de l'objet est entre 7 et 8 millimètres. Pour connaître le nombre de dixième de millimètres à ajouter à 7 [mm], il faut repérer le trait de l'échelle mobile, qui s'aligne sur un trait de l'échelle fixe. Le rang du trait aligné de l'échelle mobile, donne le nombre de dixièmes de millimètres à ajouter.

Dans l'exemple choisi, sur la figure 2b, c'est la troisième division de l'échelle mobile qui s'aligne sur un trait de l'échelle fixe (ici le trait des 10 [mm]). La longueur de l'objet est donc de 7,3 [mm]. La précision de la mesure est dans cet exemple de 0,1 [mm].

## Petit formulaire pour calculer des volumes :

### LE VOLUME:


d'un **cube** d'arêtes de longueurs a est :  $V = a^3$ 





d'un **parallélépipède rectangle**, de longueur  $L_1$ , de largeur  $L_2$  et de hauteur  $L_3$ , est :  $V = L_1 \cdot L_2 \cdot L_3$ 

d'un **cylindre circulaire droit** de diamètre D et de hauteur H, est :  $V = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H$ 

d'un **disque** de diamètre D et d'épaisseur H, est :  $V = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H$ 







Pour information voici quelques masses volumiques en [kg / m<sup>3</sup>]

acier	7'850
alcool (éthanol liquide)	790
aluminium	2'700
eau (liquide)	998
laiton	8'470

### Remarques concernant les laboratoires.

- \* Les unités sont indispensables!
- \* Indiquez les formules utilisées!
- \* Ecrivez ce que vous mesurez!
- \* Les unités du système international sont indiquées en plus gros. Voici les unités principales du S.I. : Mètre, Kilogramme, Seconde, Ampère (MKSA).
- \* Vitesse moyenne = distance / temps
- \*  $x [m/s] = 3.6 \cdot x [km/h]$
- \* On met une égalité 10 [m/s] = 36 [km/h] et pas  $10 \text{ [m/s]} \rightarrow 36 \text{ [km/h]}$
- \* 1 litre =  $1 \text{ dm}^3 = 0.001 \text{ m}^3$
- \* Pour mesurer la vitesse, étaler le ruban avant de faire les mesures.
- \* x [s] = x / 3600 [h]
- \*  $x [^{\circ}C] = x + 273.2 [K]$

L'unité usuelle de la température est le degré Celsius (ou degré centigrade), notée : [°C]. L'unité du S.I. est le kelvin, notée : [K].

\* L'unité des grammes se notent [g], pas [gr].